

für Ihre Praxis


Sitzt Ihre Prothese auch zu locker?

Damit ist es jetzt vorbei!



Ihr leistungsstarkes und flexibles Dental-Labor!

- Implantatarbeiten jeglicher Art
- Cad-Cam-Technik
- Med-3D-Implantatplanung
- Vollkeramik-Inlays
- individuelle Keramikverblendungen
- hochwertige Kunststofftechnik
- Persönlicher Kundenservice,
auch vor Ort in der Praxis



Duderstädter Dental-Labor GmbH
Am Euzenberg 3 • 37115 Duderstadt
Tel: 0 55 27 / 98 61-0 • Fax: 0 55 27 / 98 61-69
E-Mail: info@ddl-duderstadt.de
www.ddl-duderstadt.de



Zahntechnik Heiligenstadt GmbH
Göttinger Straße 29 • 37308 Heiligenstadt
Tel: 0 36 06 / 60 40 76 • 0 36 06 / 60 37 70
E-Mail: zth-hig@t-online.de

Die Lösung zur Wiederherstellung der Friktion (Haftung) an Teleskopprothesen

Die vollständige und langlebige Wiederherstellung der Friktion von Prothesen ist bisher kaum möglich gewesen.



Vor der Friktionsvergoldung
Abgenutzte Prothese ohne
Friktion.



Nach der
Friktionsvergoldung:
Die Friktion der Teleskope
ist vollständig wiederher-
gestellt.

Neue Möglichkeiten durch neue Technologie

Durch die neue Bearbeitungsmöglichkeit der Prothesen mit dem **"Trendgalvano Genius PERFEKT"** kann die Friktion an einem Arbeitstag zzgl. Versandzeit zu fairen Konditionen wiederhergestellt werden, gleich welchen Materials das Teleskop ist.

Wir garantieren Ihnen mindestens 12 Monate den perfekten Halt Ihres Zahnersatzes. Aber auch über die Garantiezeit hinaus wird die Friktion erhalten bleiben.

Die Vorteile:

- ✓ **Kein Allergierisiko.** Es handelt sich um 24 Karat reines Gold.
- ✓ **Substanzschonend.** Durch die Galvano-Technik wird nur eine Gerüststärke von 0,2 mm verlegt.
- ✓ **Haltbar.** Es handelt sich um eine porenfreie homogene Gefügestruktur.
- ✓ **Präzise.** Die Passgenauigkeit durch das Galvanisieren ist optimal.
- ✓ **Innovativ.** Mit dem Trendgalvano-Gerät Genius PERFEKT erfährt Galvanotechnik neue Perspektiven.
- ✓ **Flexibel.** Verschiedene definierte Schichtstärken möglich - beliebig oft wiederholbar.